

Het is belangrijk dat uw toestel vrij blijft van oorsmeer, vocht (zweet) en stof/vuil. Omdat de toestellen hier dagelijks aan blootgesteld worden, raden wij aan deze op regelmatige basis te reinigen. Uw hoortoestel is tevens voorzien van een filter om vuil en oorsmeer buiten te houden. Deze filters moeten vervangen worden om verstopping van de hoorapparaten te voorkomen. Uiteraard is dit afhankelijk van de hoeveelheid oorsmeer en is het moeilijk hier een exacte termijn op te plakken waarbinnen de filter vervangen moet worden. Maar indien u vaststelt dat de filter verstopt is of indien u merkt dat de klank van het toestel verminderd is of dat het hoortoestel niet meer werkt, kan u best de filter vervangen.

1. Wat heb je nodig?

Reinigingspray OF vochtige doekjes, voor dagelijkse reiniging.
Witte filters, deze filters zitten geplaatst op zwarte staafjes in een wit etui (8 staafjes per etui).



2. Hoe ga je te werk?

Stap 1: Reinig de buitenzijde van je hoortoestel met een vochtig doekje of spuit een beetje spray op een tissue en wrijf hiermee je hoortoestel proper.

Stap 2: Verwijder de filter indien nodig. Neem een nieuw filterstaafje uit het wit etui. Het pinnetje op de achterzijde van het staafje past precies in de opening van de filter. Plaats het recht op in de opening van de filter en draai een kwartslag naar rechts. Dan trekt u de filter eruit.

Stap 3: Draai het zwarte staafje om en plaats de nieuwe filter. Duw het staafje met filter recht in de opening en trek het staafje terug recht achteruit. Het witte filtertje blijft dan op het hoorapparaat zitten. Het zwarte staafje mag u weggooien in de vuilnisbak.

Bekijk ook zeker eens het filmpje op onze website via onderstaande link:

<https://hoorzorgvanlooveren.org/hoortoestellen/reinigen/>

Wij raden aan minstens 2x per jaar langs het hoorcentrum te komen voor een gratis onderhoud!