

Het is belangrijk dat uw toestel vrij blijft van oorsmeer, vocht (zweet) en stof/vuil. Omdat de toestellen hier dagelijks aan blootgesteld worden, raden wij aan deze op regelmatige basis te reinigen. Uw hoortoestel is tevens voorzien van een filter om vuil en oorsmeer buiten te houden. Deze filters moeten vervangen worden om verstopping van de hoorapparaten te voorkomen. Uiteraard is dit afhankelijk van de hoeveelheid oorsmeer en is het moeilijk hier een exacte termijn op te plakken waarbinnen de filter vervangen moet worden. Maar indien u vaststelt dat de filter verstopt is of indien u merkt dat de klank van het toestel verminderd is of dat het hoortoestel niet meer werkt, kan u best de filter vervangen.

### 1. Wat heb je nodig?

Reinigingspray OF vochtige doekjes, voor dagelijkse reiniging.

Rode en blauwe HF3 filters, deze filters zitten geplaatst op een schijf (8 stuks van elke kleur).



### 2. Hoe ga je te werk?

Stap 1: Reinig de buitenzijde van je hoortoestel met een vochtig doekje of spuit een beetje spray op een tissue en wrijf hiermee je hoortoestel proper.

Stap 2: Verwijder de filter indien nodig. Neem het blauwe staafje onderaan uit het houdertje van de filterverpakking. Het blauwe staafje heeft één zijde met schroefdraad en één zonder. Gebruik de zijde mét schroefdraad om de filter te verwijderen. Plaats het staafje recht in de opening van de filter en draai een kwartslag naar rechts. Dan trekt u de filter eruit. U mag deze slechte filter nadien van het staafje verwijderen en weggoien in de vuilnisbak.

Stap 3: Neem een nieuwe filter uit de verpakking. Gebruik de rode filters voor uw rechter toestel en de blauwe voor uw linker hoortoestel. Draai het ronde transparante plaatje zo dat de opening voor de gewenste filter komt te staan. Gebruik hiervoor de andere zijde van het blauwe staafje, nl. die zonder schroefdraad. Houd het staafje recht boven de nieuwe filter en duw het erin. De filter zit nu op uw staafje.

Stap 4: Plaats de nieuwe filter op uw hoortoestel. Duw het blauwe staafje met de filter erop recht in de filteropening van uw toestel. Beweeg het staafje zacht op en neer en trek het dan uit de opening. De nieuwe filter zit nu in uw hoortoestel.

Stap 5: Klik het blauwe staafje terug onderaan op de verpakking van uw filters.

Bekijk ook zeker eens het filmpje op onze website via onderstaande link:

<https://hoorzorgvanlooveren.org/hoortoestellen/reinigen/>

Wij raden aan minstens 2x per jaar langs het hoorcentrum te komen voor een gratis onderhoud!