

Het is belangrijk dat uw toestel vrij blijft van oorsmeer, zweet en stof/vuil. Omdat hoortoestellen hier dagelijks aan blootgesteld worden, raden wij aan deze op regelmatige basis te reinigen. Dit is belangrijk om hygiënische redenen en voor het goed functioneren van de hoortoestellen. Zo verleng je ook de levensduur van de toestellen aanzienlijk!

1. Wat heb je nodig?

Reinigingspray of reinigingsdoekje en een nylon draadje.



2. Hoe ga je te werk?


Stap 1:

Haal de tube van het hoortoestel. Meestal is dit door te draaien. Let hierbij goed op dat je nadien nog weet welke het linker en welke het rechter hoortoestel is zodat je de juiste tube op het juiste toestel terug kan bevestigen.

Tip: Je kan ook ieder hoortoestel apart reinigen.

Stap 2:

Maak de tube proper door hier met het nylon draadje door te gaan. Je start boven aan de tube en duwt het draadje door de tube zodat het draadje er aan de (vuile) kant uitkomt. Zo komt het oorsmeer en/of vuil dat vastzit in de tube vrij.



Stap 3

Reinig de tube en de dome met een reinigingsdoekje of een tissue die bevochtigd werd met de reinigingspray. Zorg dat ook al het oorsmeer langs de buitenkant verwijderd is.

Stap 4

Draai de tube opnieuw op het juiste hoortoestel.

Bekijk ook zeker eens het filmpje op onze website via onderstaande link:

<https://hoorzorgvanlooveren.org/hoortoestellen/reinigen/>

Wij raden aan minstens 2x per jaar langs het hoorcentrum te komen voor een gratis onderhoud!